

**MATRIKS TEST KİTLERİ SİPARİŞ BİLGİLERİ**

08.07.2014

Sipariş No	Ölçüm Aralığı	Küvet tipi	Test sayısı	Metod Kontrol Limiti +**	Cihaz uyumu*	Program uyum notları
<b>Alüminyum Test Kitleri</b>						
1.269.00250	0.02-0.50 mg/L Al	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C	594 / Metod No: 96
<b>Amonyum Test Kitleri</b>						
1.185.00002	0.01-2.58 mg/L NH4+	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C	14739 / Metod No: 104
1.185.00008	0.26-10.3 mg/L NH4+	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C	14558 / Metod No: 051
1.185.00016	0.6-20.6 mg/L NH4+	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C	14544 / Metod No: 052
1.185.00080	5.2-103 mg/L NH4+	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C	14559 / Metod No: 053
2.185.10003	0.013-3.86 mg/L NH4+	standard küvetler	150	10%	* A C	14752 / Metod No: 054
2.185.50003	0.013-3.86 mg/L NH4+	standard küvetler	500	10%	* A C	14752 / Metod No: 054
<b>Azot (toplam) Test Kitleri</b>						
1.189.05015	0.5-15 mg/L N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C	00613 / Metod No: 153
1.189.10150	10-150 mg/L N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C	14763 / Metod No: 108
2.189.01020	1-20 mg/L N	standard küvetler	50	10%	*	
2.189.70200	7-200 mg/L N	standard küvetler	50	10%	*	
<b>KOİ Test Kitleri</b>						
1.199. 00150	10-150 mg/L KOİ	16 mm yuvarlak	25	0.13	A,B	Hach 16 mm
1.199. 01500	100-1500 mg/L KOİ	16 mm yuvarlak	25	0.1	A,B	Hach 16 mm
1.199. 15000	1000-15000 mg/L KOİ	16 mm yuvarlak	25	0.1	A,B	Hach 16 mm
1.197. 00150	10-150 mg/L KOİ	16 mm yuvarlak	25	0.13	A,C	14540 / Metod No: 014
1.197. 01500	100-1500 mg/L KOİ	16 mm yuvarlak	25	0.1	A,C	14541 / Metod No: 023
<b>Nitrat Test Kitleri</b>						
1.187.00025	2.2 - 110.7 mg/L NO3-	16 mm yuvarlak	25	0.1	* A C	14563 / Method No: 030

1.188.00050	4 - 221 mg/L NO <sub>3</sub> -	16 mm yuvarlak	25	0.1	* A C	14764 / Method No:107
2.187.10025	0.4 - 111 mg/L NO <sub>3</sub> -	standard küvetler	100	0.1	* A C	
2.187.25025	0.4 - 111 mg/L NO <sub>3</sub> -	standard küvetler	250	0.1	* A C	9713 / Method No: 139
<b>Nitrit Test Kitleri</b>						
1.214.00323	0.03-2.3 mg/L NO <sub>2</sub> -	16 mm yuvarlak	25	0.1	* A C	14547 / Metod No: 35
<b>pH Test Kitleri</b>						
1.226.06488	6.4-8.8 pH birimi	16 mm yuvarlak	25	0.1	* A C	1744 / Metod No:186 destile su
<b>Yardımcı Malzemeler</b>						
<b>Malzeme</b>	<b>Adı</b>	<b>Katalog</b>	<b>Açıklama</b>			
Boş	Test tüpleri	4.101.00025	16 x 100	mm	Çözünürleştirme için	

#### **Uyum kodları**

\* Tüm cihazlarda kullanılabilir.

- A** Tüp testler 16 mm tüp adaptörü olan tüm spektrofotometre ve fotometrelerde çalışmaya uygundur.  
**B** Hach ve Lavibond firmalarının 16 mm tüpte okuma yapan cihazlarına program uyumludur.  
**C** Merck ve WTW cihazlarına program uyumludur.

\*\*

#### **Metod kontrol Limiti**

Okuma aralığının orta noktasında referans standart değer için alınan maksimum sapma limiti olup, testin uygulanmasındaki (cihaz, reaktifler, pipet, analizci vb.) tüm ölçüm bileşenlerinden gelen Tek bir ölçüm değerindeki maksimum sapma kontrolünü ifade eder.

\*\*\*

**16 mm küvet tipi:** Test kitinin kullanıma hazır 16 mm lik test tüpleri şeklindeki ambalajıdır.  
**10 mm ; 20 mm ve 50 mm küvetler:** Standart dikdörtgen küvetlerdir.